

Anticorpo Policlonal Anti-Pan-Caderina Para Wb, Ip, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

Número do item: CM0022697



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Pan-Caderina CamelBio para WB, IP e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Reconhece uma região conservada da caderina para estudos abrangentes de adesão celular e investigação diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Pan-Caderina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	999/1000/1001/1002
GeneID	999/1000/1001/1002
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-882 da pan-caderina humana (NP_004351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
Transporte	Bolsa de gelo