

## Anticorpo Policlonal Anti-Pan-Trk Para Wb E Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Número do item: CM0021455



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao pan-Trk humano (NTRK1/2/3), validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para pesquisas sobre sinalização de neurotrofinas e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pan-Trk Rabbit pAb                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 4914/4915/4916                                                                                                   |
| ID do Gene          | 4914/4915/4916                                                                                                   |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 697-796 do pan-Trk humano (NP_002520.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | P04629/Q16620/Q16288                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                     |