

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pan-Trk Para Wb, Elisa - P04629 / Q16620 / Q16288

Número do item: CM0007379



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho pan-Trk validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta os receptores TrkA/B/C humanos, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de neurotrofinas e estudos de diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho pan-Trk
Espécie	Humana
ID do gene	4914, 4915, 4916
Imunógeno	Peptídeo sintetizado derivado de pan-Trk humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
Envio	Bolsa de gelo