


Anticorpo Policlonal Anti-Pannexina-1 Para Wb, Elisa - Q96Rd7

Número do item: CM0027498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Panexina-1 humana (PANX1), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Validado para pesquisa em canais iônicos, apoptose e sinalização de cálcio. Swiss-Prot: Q96RD7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pannexina 1 Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apelido	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexina 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	24145
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Panexina 1 humana (NP_056183.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96RD7
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo