

Anticorpo Policlonal Anti-Papd4 (Gld2/Tut2) Para Wb E Elisa - Q6Piy7

Número do item: CM0015800

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PAPD4 humano (GLD2/TUT2), validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo de poliadenilação citoplasmática e regulação de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAPD4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	APD4; GLD2; TUT2; PAPD4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	167153
GeneID	167153
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PAPD4 humano (NP_776158.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6PIY7
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo