

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Papd7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xg87

Número do item: CM0015724

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PAPD7/TENT4A humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Alvo envolvido na estabilização de mRNA e controle de qualidade de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAPD7 pAb Coelho
Observações/Apelido	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11044
GeneID	11044
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-542 do PAPD7 humano (NP_008930.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q5XG87
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo