


Anticorpo Policlonal Anti-Papss1 Para Wb - 043252

Número do item: CM0015698



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PAPSS1 humano (SK1/ATPSK1). Validado para WB e ELISA, com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a via de ativação do sulfato e as sulfotransferases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PAPSS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9061
GeneID	9061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-260 de PAPSS1 humano (NP_005434.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O43252
Peso da proteína	71 kDa
Envio	Bolsa de gelo