

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Par2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55085

Número do item: CM0010308



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra PAR2 humano (P55085), validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de inflamação, imunidade e função da barreira endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PAR2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PAR2; GPR11
Espécie	Humano
ID do gene	2150 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 298-397 do PAR2 humano (P55085)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P55085
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo