


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Par2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55085

Número do item: CM0025996



introdução

Valide a expressão de PAR2 (F2RL1/GPR11) em humanos, camundongos e ratos com este anticorpo policlonal de coelho. Ideal para WB, IF/ICC, ELISA. Explore vias de sinalização inflamatórias e de barreira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAR2; GPR11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2150
GeneID	2150
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência entre os aminoácidos 15-94 do PAR2 humano (NP_005233.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55085
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo