

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Par4 Para Wb, Elisa - Q96Iz0

Número do item: CM0027204



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PAR4 de alta qualidade para Western blot e ELISA, detectando PAR4 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em apoptose e câncer. - Q96Iz0

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAR4; Par-4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5074
ID do Gene	5074
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PAR4 humano (NP_002574.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Iz0
Peso Proteico	37kDa
Remessa	Saco de Gelo