

Anticorpo Monoclonal Contra O Hormônio Paratireoidiano (Pth) Para Wb, If-P, Elisa - P01270

Número do item: CM0005538



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Hormônio Paratireoidiano (PTH) humano, adequado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de homeostase do cálcio e metabolismo ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Hormônio Paratireoidiano (PTH)
Observações/Apelido	FIH1; PTH1; Hormônio Paratireoidiano (PTH)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5741
ID do Gene	5741
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Hormônio Paratireoidiano (PTH) humano (P01270)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01270
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo