


Anticorpo Policlonar De Coelho Contra Hormônio Paratireoidiano (Pth) Para Wb, Elisa - P01270

Número do item: CM0026761



introdução

Este anticorpo policlonar de coelho tem como alvo o PTH humano (SWISS P01270) e apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

Adequado para WB e ELISA, auxilia na pesquisa de metabolismo de cálcio e no desenvolvimento de ensaios para DPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hormônio Paratireoidiano (PTH) Rabbit pAb
Observações/Alias	FIH1; PTH1; Hormônio Paratireoidiano (PTH)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5741
ID do Gene	5741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-115 do Hormônio Paratireoidiano (PTH) humano (NP_000306.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01270
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo