

Anticorpo Monoclonal Anti-Parg De Coelho Para Wb E Elisa - Q86W56

Número do item: CM0004611



introdução

Anticorpo monoclonal anti-PARG de coelho validado para WB e ELISA; direcionado especificamente à poli(ADP-ribose) glicohidrolase humana. Ideal para o estudo de vias de ADP-ribosilação, resposta a danos no DNA e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARG Rabbit mAb
Observações/Apelido	PARG99; PARG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8505
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 777-976 da PARG humana (NP_003622.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86W56
Peso da Proteína	111kDa
Envio	Bolsa de gelo