

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Parl Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

Número do item: CM0030841

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PARL para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece o PARL humano, uma protease mitocondrial envolvida na regulação da apoptose. Ideal para estudos de apoptose e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PcAb de Coelho PARL
Observações/Apelido	PSARL; PSARL1; RHBDS1; PRO2207; PSENIP2; PARL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55486
GeneID	55486
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do PARL humano (NP_001032728.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H300
Peso Proteico	42kDa
Envio	