

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Parn Para Wb, If/Icc, Elisa - 095453

Número do item: CM0024851



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PARN humano, uma ribonuclease específica para poli(A). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Imunógeno recombinante (aa 1-280). Ideal para estudos de degradação de mRNA e regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARN Rabbit pAb
Observações/Apêndice	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5073
GeneID	5073
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do PARN humano (NP_002573.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095453
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo