


Anticorpo Policlonais Anti-Parp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Número do item: CM0017330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PARP1 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PARP1 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de reparo de DNA, apoptose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	142
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09874
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo