

Anticorpo Policlonais Anti-Parp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09874

Número do item: CM0012831



introdução

O Anticorpo Policlonais de Coelho contra PARP1 detecta PARP1 humano, de camundongo e de rato (113kDa) em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ele tem como alvo a região C-terminal (aa 662-1014) e é ideal para estudos de reparo de DNA, apoptose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	142
GeneID	142
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 662-1014 da PARP1 (NP_001609.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09874
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Bolsa de gelo