

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Parp1 Para If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P09874

Número do item: CM0003758



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PARP1 validado para IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com PARP1 humano, de rato e de camundongo. Essencial para pesquisa em reparo de DNA, apoptose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	142
ID do Gene	142
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do PARP1 humano (P09874).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09874
Peso Molecular da Proteína	113kDa
Envio	Em saco de gelo