


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Parp1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P09874

Número do item: CM0007772



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à PARP1 humana. Validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA, apoptose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PARP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	142
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da PARP1 humana (NP_001609.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato (Camundongo), Rato
SWISS	P09874
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de gelo