

Anticorpo Policlonal Anti-Parp12 Para Wb, Elisa - Q9H0J9

Número do item: CM0018108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PARP12 humana, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre respostas antivirais, transporte de Golgi e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP12 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	64761
ID do Gene	64761
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 462-701 da PARP12 humana (NP_073587.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0J9
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo