

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Parp2 Para Wb E Elisa - Q9Ugn5

Número do item: CM0004331



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-PARP2 validado para western blot e ELISA, visando o PARP2 humano (Q9UGN5) para pesquisa de reparo de DNA e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10038
ID do Gene	10038
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 484-583 do PARP2 humano (Q9UGN5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN5
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo