

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Parp2 Para Wb, Elisa - Q9Ugn5

Número do item: CM0019772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PARP2 humana, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo de DNA, remodelação de cromatina e ADP-ribosilação. 66kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10038
ID do Gene	10038
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UGN5
Peso Proteico	66kDa
Envio	Em saco de gelo