

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Parp4 Para Wb, Elisa - Q9Ukk3

Número do item: CM0022485



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PARP4 humana, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de partículas vault e ADP-ribosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	143
GeneID	143
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKK3
Peso da Proteína	193kDa
Envio	Bolsa de gelo