

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Parp8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N3A8

Número do item: CM0018669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PARP8 validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a proteína mono-ADP-ribosiltransferase PARP8 (ARTD16), envolvida na ADP-ribosilação. Ideal para pesquisas sobre câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PARP8 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARTD16; pART16; PARP8
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	79668
ID do gene	79668
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da PARP8 humana (NP_001171527.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8N3A8
Peso da proteína	96 kDa
Envio	Bolsa de gelo