

Anticorpo Policlonais Anti-Pars2 Para Wb E Elisa - Q7L3T8

Número do item: CM0022745

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à prolil-tRNA sintetase mitocondrial humana (PARS2). Adequado para aplicações WB e ELISA, tem reatividade cruzada com rato. Útil para pesquisa em tradução mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARS2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-220 da PARS2 humana (NP_689481.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q7L3T8
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo