

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Parvalbumina (Pvalb) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20472

Número do item: CM0016753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Parvalbumina alfa humana (PVALB). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para fisiologia muscular e pesquisa de proteínas de ligação ao cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Parvalbumina/PVALB pAb de coelho
Observações/Apelido	D22S749; Parvalbumina (PVALB)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5816
GeneID	5816
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da Parvalbumina humana (NP_002845.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20472
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo