


Anticorpo Policlonal Anti-Parvalbumina/Pvalb Para Wb - P20472

Número do item: CM0025637



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Parvalbumina/PVALB (alpha-PV). Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Usado para investigar o relaxamento muscular dependente de cálcio e a sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Parvalbumina/PVALB pAb de Coelho
Observações/Apelido	D22S749; Parvalbumina (PVALB)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5816
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da Parvalbumina humana (PVALB) (NP_002845.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P20472
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo