

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Parvalbumina/Pvalb Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P20472

Número do item: CM0002764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Parvalbumina/PVALB validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Reconhece uma proteína ligante de cálcio de ~12 kDa envolvida no relaxamento muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Parvalbumina/PVALB mAb de Coelho
Observações/Apelidos	D22S749; Parvalbumina (PVALB)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5816
GeneID	5816
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da Parvalbumina humana (PVALB) (P20472)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20472
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo