


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Parvb Para Wb E Elisa - Q9Hbi1

Número do item: CM0018251



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao PARVB humano (beta-parvina, afixina). Validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão celular, migração e sinalização por integrina em músculo e outros tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARVB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CGI-56; PARVB
Espécie	Humano
GeneID	29780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do PARVB humano (NP_037459.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBI1
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo