


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pask Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Rg2

Número do item: CM0026395



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho baseado em proteína recombinante direcionado à quinase PASK humana (STK37/PASKIN). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisas em homeostase energética e sinalização translacional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PASK Rabbit pAb                                                                                                             |
| Observações/Apelido | STK37; PASKIN; PASK                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID              | 23178                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1194-1323 do PASK humano (NP_055963.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | Q96RG2                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 143kDa                                                                                                                      |
| Transporte          | Em saco de gelo                                                                                                             |