

Anticorpo Monoclonal Anti-Patz1 Para Wb, Elisa - Q9Hbe1

Número do item: CM0011023



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PATZ1 humano (proteína 1 contendo domínios POZ, AT hook e dedos de zinco), um regulador transcricional. Validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de desenvolvimento de células T, senescência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PATZ1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23
Espécie	Humana
ID do Gene	23598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-350 do PATZ1 humano (NP_055138.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9HBE1
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo