

Anticorpo Policlonal Anti-Patz1 Para Wb E Elisa - Q9Hbe1

Número do item: CM0018083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PATZ1 humano para aplicações de Western blot e ELISA. Especificidade para amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre transcrição e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PATZ1 Rabbit pAb
Observações/alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23; PATZ1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23598
GeneID	23598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-350 de PATZ1 humano (NP_055138.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9HBE1
Peso da proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo