

Anticorpo Policlonal Anti-Pax1 Para Wb E Elisa - P15863

Número do item: CM0024461

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PAX1 humano, um fator de transcrição do desenvolvimento. Adequado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em embriogênese e coluna vertebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PAX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OFC2; HUP48; PAX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5075
ID do Gene	5075
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do PAX1 humano (NP_006183.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15863
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo