

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pax2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02962

Número do item: CM0029282

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PAX2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em desenvolvimento renal e trato urogenital.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	5076
GeneID	5076
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-320 do PAX2 humano (NP_003978.3)
Fonte do Anticorpo	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02962
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em saco de gelo