

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pax3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23760

Número do item: CM0019638



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PAX3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa sobre desenvolvimento neural, miogênese e síndrome de Waardenburg.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5077
ID do Gene	5077
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-236 do PAX3 humano (NP_852122.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23760
Peso da Proteína	53 kDa
Envio	Saco de gelo