

Anticorpo Policlonal Anti-Pax5 Para Wb, Elisa - Q02548

Número do item: CM0017032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PAX5 humano (BSAP), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento de células B e EBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5079
GeneID	5079
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PAX5 humano (NP_057953.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02548
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo