

Anticorpo Policlonais Anti-Pax5 Para Wb, Ip, Elisa - Q02548

Número do item: CM0026478



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição humano PAX5, adequado para WB, IP e ELISA. Detecta uma banda de 42 kDa. Alvo essencial para o desenvolvimento de células B e manutenção do genoma do EBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5079
GeneID	5079
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-300 da PAX5 humana (NP_057953.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q02548
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo