

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Pax5 Para Wb, Ihc-P, Ip E Elisa - Q02548

Número do item: CM0004971



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PAX5 humano (BSAP), adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Ferramenta confiável para estudos de comprometimento da linhagem de células B e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX5 Anticorpo mAb Coelho
Observações/Apelido	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5079
ID do Gene	5079
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PAX5 humano (Q02548).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02548
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo