

Anticorpo Monoclonal Anti-Pax6 Para Wb/Ihc-P/Elisa - P26367

Número do item: CM0003345



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PAX6 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com PAX6 humano, de rato e camundongo, um fator de transcrição chave no desenvolvimento do olho e do SNC. Ideal para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX6 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	AN; PAX6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5080
GeneID	5080
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 323-422 do PAX6 humano (NP_000271.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26367
Peso Proteico	47kDa/48kDa
Envio	Saco de gelo