

Anticorpo Policloal Anti-Pax6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26367

Número do item: CM0030800



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PAX6 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de transcrição da caixa pareada, essencial para o desenvolvimento do olho, SNC e pâncreas. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5080
Imunogênio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da PAX6 humana (NP_000271.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26367
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo