

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pax6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26367

Número do item: CM0007503



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PAX6, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece PAX6 humano, de camundongo e de rato. Ideal para biologia do desenvolvimento e pesquisa de aniridia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX6 Rabbit mAb
Observações/Alias	AN; PAX6
Espécie	Humano
GeneID	5080
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 323-422 do PAX6 humano (NP_000271.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26367
Peso da Proteína	47kDa/48kDa
Envio	Bolsa de gelo