

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pax7 Para Wb, Elisa - P23759

Número do item: CM0024739

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PAX7 humano (HuP1). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de células-tronco musculares e miogênese. ~55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5081
GeneID	5081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-470 do PAX7 humano (NP_039236.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23759
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo