


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pax8 Para If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q06710

Número do item: CM0007530



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PAX8 humano, validado para IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do fator de transcrição tireoidiano e pesquisa do tumor de Wilms.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PAX8 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Observações/Apelido | PAX-8; PAX8                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID              | 7849                                                                                                             |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PAX8 humano (NP_003457.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                           |
| Aplicação           | IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                         |
| SWISS               | Q06710                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                     |