


Anticorpo Policlonal Anti-Pax8 De Coelho Para Wb & Elisa - Q06710

Número do item: CM0014272



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PAX8 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para pesquisa de fatores de transcrição tireoidianos e estudos de biologia do desenvolvimento. Respalado pelo UniProt Q06710.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAX-8; PAX8
Espécie	Humano
GeneID	7849
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PAX8 humano (NP_003457.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q06710
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo