

Anticorpo Monoclonal Anti-Pax9 Para Wb, Elisa - P55771

Número do item: CM0003172

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-PAX9 validado para WB e ELISA. Detecta o fator de transcrição PAX9 humano, de rato e camundongo. Ideal para biologia do desenvolvimento e pesquisa em transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX9 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apêndice	STHAG3; PAX9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5083
ID do Gene	5083
Imunogênio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PAX9 humano (P55771)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55771
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo