


Anticorpo Monoclonal Anti-Paxilina Para Wb, Elisa - P49023

Número do item: CM0003674



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Paxilina humana, validado em WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Investiga adesão focal, organização do citoesqueleto e dinâmica das junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Paxilina Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	Paxilina; PXN; paxilina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5829
ID do Gene	5829
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Paxilina humana (P49023).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49023
Peso Proteico	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
Envio	Saco de gelo