


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Paxilina Para Wb, Elisa - P49023

Número do item: CM0021095



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Paxilina humana, adequado para Western blot e ELISA. Detecta a Paxilina em amostras humanas e de camundongo para estudar a dinâmica de adesões focais e interações do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Paxilina pAb de Coelho
Observações/Apelido	Paxilina; PXN; paxilina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5829
GeneID	5829
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Paxilina humana (NP_002850.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49023
Peso Proteico	65kDa
Envio	