

Anticorpo Policlonal Anti-Pbef/Visfatin/Nampt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43490

Número do item: CM0016391



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PBEF/Visfatin/NAMPT humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo do NAD, ritmo circadiano e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PBEF/Visfatin/NAMPT pAb de coelho
Observações/alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10135
GeneID	10135
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P43490
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo