

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pbef/Visfatina/Nampt Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43490

Número do item: CM0007190



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho contra PBEF/Visfatina/NAMPT (UniProt P43490). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para investigação da biossíntese de NAD, imunomodulação e adipocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra PBEF/Visfatina/NAMPT
Observações/Alíás	VF; PBEF; PBEF1; VISFATINA; 1110035014Rik; PBEF/Visfatina/NAMPT
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10135
GeneID	10135
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 da PBEF/Visfatina/NAMPT humana (NP_005737.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato, camundongo
SWISS	P43490
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo