

Anticorpo Policlonal Anti-Pbk Para Wb, Elisa - Q96Kb5

Número do item: CM0021889



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à quinase PBK (TOPK) humana, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ciclo celular, resposta a danos no DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] PBK Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55872
ID do Gene	55872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-322 do PBK humano (NP_060962.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KB5
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Em saco de gelo